



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you ...

MMC3800

VIELZWECKWAGEN - SYSTEME • UNIVERSAL TROLLEY SYSTEMS



VIELZWECKWAGEN

MULTI CARS



372511

Standard-Vielzweckwagen, weiß (RAL 9010), eine Schublade mit Nutzmaß (L/B/H) 500 x 395 x 70 mm, Wagenmaße: (L/B/H) 600 x 450 x 740 mm (Ablageplatten auf Höhe 140/ 645 mm)

Standard-Multi-Car, white (RAL 9010), one drawer with utilizable measurement (l/w/h) 500 x 395 x 70 mm, dimensions: (l/w/h) 600 x 450 x 740 mm (file plates on height 140/645 mm)

372512

wie 372511, jedoch Gestell verchromt

same as 372511, however the frame is chromium plated

372513

wie 372511, jedoch Gestell pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006)

same as 372511, however the frame is epoxy coated white-aluminium (RAL 9006)



375711

Vielzweckwagen, verchromt, eine Schublade mit Nutzmaß (L/B/H) 500 x 395 x 70 mm, max. mit 3 Schubladen erweiterbar, Wagenmaße: (L/B/H) 600 x 450 x 740 mm (Ablageplatten auf Höhe 140/ 645 mm)

Multi-Car, chromium plated, one drawer with utilizable measurement (l/w/h) 500 x 395 x 70 mm, max. with 3 drawers expandable, dimensions: (l/w/h) 600 x 450 x 740 mm (file plates on height 140/645 mm)

375712

wie 375711, jedoch Gestell pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006)

same as 375711, however the frame is epoxy coated white-aluminium (RAL 9006)

375713

wie 375711, jedoch Gestell pulverbeschichtet weiß (RAL 9010)

same as 375711, however the frame is epoxy coated white (RAL 9010)



385711

Vielzweckwagen, verchromt, eine Schublade mit Nutzmaß (L/B/H) 500 x 395 x 70mm, max. mit 4 Schubladen erweiterbar, Wagenmaße: (L/B/H) 600 x 450 x 840 mm (Ablageplatten auf Höhe 140/ 745 mm)

Multi-Car, chromium plated, one drawer with utilizable measurement (l/w/h) 500 x 395 x 70 mm, max. with 4 drawers expandable, dimensions: (l/w/h) 600 x 450 x 840 mm (file plates on height 140/745 mm)

385712

wie 385711, jedoch Gestell pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006)

same as 385711, however the frame is epoxy coated white-aluminium (RAL 9006)

385713

wie 385711, jedoch Gestell pulverbeschichtet weiß (RAL 9010)

same as 385711, however the frame is epoxy coated white (RAL 9010)



352511

Unterfahrwagen, verchromt,
1 Schublade mit Nutzmaß
(LxBxH) 500 x 395 x 70 mm,
max. mit 2 Schubladen
erweiterbar

Maße:
(LxBxH) 600 x 450 x 540 mm
(Ablageplatten auf
Höhe 140/ 430 mm)

*Multi-Car, chromium plated,
1 drawer with utilizable
measurement (LxWxH)
500 x 395 x 70 mm,
max. with 2 drawers
expandable,
dimensions:
(lwxh) 600 x 450 x 540 mm
(file plates on height
140/430 mm)*

352512

wie 352511, jedoch Gestell pulver-
beschichtet weißaluminium
(RAL 9006)

*same as 352511, however the
frame is epoxy coated
white-aluminium (RAL 9006)*

352513

wie 352511, jedoch Gestell pulver-
beschichtet weiß (RAL 9010)

*same as 352511, however the
frame is epoxy coated white
(RAL 9010)*



371010

Schublade zur Erweiterung vorge-
nannter Wagen
(außer 372511 - 372513)

*Drawer for the extension of afore-
mentioned multi-cars
(excluding 372511 - 372513)*

KONFIGURATIONSBEISPIELE

CONFIGURATION SAMPLES



372000

Gynäkologischer Behandlungswagen, bestehend aus:
 372512 - Standard Vielzweckwagen, verchromt
 382011 - Spekula Vorwärmplatte in Schublade verbaut (inkl. Trafo)
 371050 - Instrumentenabwurf-schale
 371048 - Kunststoffschale
 371072 - Aufsatz gyn. Behandlungsset, ausziehbar, zus. Zubehör: 1 Edelstahlablage, 3 Glasschalen mit Deckel, 3 Glasflaschen mit Deckel, 4 Instrumentenköcher, 1 Objektträger

Maße:
 (L/B/H) 600 x 460 x 800 mm
 inkl. Zubehör

Gynaecological treatment trolley, consisting of:
 372512 - Standard-Multi-Car, chromium plated
 382011 - Speculum pre-heating for drawer (incl. transformer)
 371050 - Instrument drop
 371048 - Plastic dish
 371072 - Gyn. treatment set on the top, to pull out, incl. additional accessories: 1 s/s storing-peel for instruments, 3 glass cups with lid, 3 glass bottles with lid, 4 holster instrument, 1 object slide

Dimensions:
 (l/w/h) 600 x 460 x 800 mm
 incl. accessories



374000

Behandlungswagen, bestehend aus:
 372512 - Standard Vielzweckwagen, verchromt
 371058 - Befestigungsbügel
 371054 - Verbandmittelspender, weiß
 371052 - Armauflage
 371048 - Kunststoffschale

Maße:
 (L/B/H) 750 x 590 x 1335 mm
 inkl. Zubehör

Treatment trolley, consisting of:
 372512 - Standard-Multi-Car, chromium plated
 371058 - Fastenings
 371054 - Dressing equipment dispenser, white
 371052 - Arm rest
 371048 - Plastic dish

Dimensions:
 (l/w/h) 750 x 590 x 1335 mm
 incl. accessories



376000

Injektionswagen, bestehend aus:
 372512 - Standard Vielzweckwagen, verchromt
 371058 - Befestigungsbügel
 371056 - Injektionsmittelspender, weiß
 371052 - Armauflage
 371048 - Kunststoffschale
 371100 - Entsorgungsboxen inkl. Halterung, 20 Ersatzboxen

Maße:
 (L/B/H) 750 x 590 x 1335 mm
 inkl. Zubehör

Injection trolley, consisting of:
 372512 - Standard-Multi-Car, chromium plated
 371058 - Attachment handles
 371054 - Injection equipment distributor, white
 371052 - Arm rest
 371048 - Synthetic dish
 371100 - Disposal boxes with fixture, 20 spare boxes included

Dimensions:
 (l/w/h) 750 x 590 x 1335 mm
 incl. accessories

ZUBEHÖR

ACCESSORIES



381100

Entsorgungsbox,
inkl. 20 Ersatzboxen und
Befestigungskloben

*Disposal box,
incl. 20 spare boxes
and clamp*



371052

Armauflage,
Polster aus Integralschaum
(schwarz),
neigbar, höhenverstellbar,
inkl. Befestigungskloben

*Arm rest, upholstery made of
integral foam (black),
incl. clamp*



371051

ChrNiSt-Hand-OP-Tisch, inkl.
Befestigungskloben, Maße:
(L/B) 300 x 250 mm,

*Hand-op-table made of s/s, incl.
clamp, dimensions:
(l/w) 300 x 250 mm,*



371072

Aufsatz gyn. Behandlungsset,
ausziehbar, bestehend aus:
1x ChrNiSt-Instrumentenabla-
geschale, 3 Glasschalen mit
Deckel, 3 Glasflaschen mit
Deckel, 4 In-
strumentenköchern, 1x Objekt-
träger

*Gyn. treatment set on the top,
to pull out, incl. additional
accessories: 1 s/s storing-peel
for instruments, 3 glass cups with
lids, 3 glass bottles with lids, 4
holster instrument, 1 object slide*



371043

Ablageschale aus ChrNiSt,
Maße:
(L/B/H) 235 x 190 x 40 mm,
inkl. Befestigungskloben

*Storing bowl made of s/s,
dimensions:
(l/w/h) 235 x 190 x 40 mm,
incl. clamp*



371048

Kunststoffschale,
ø = 260 mm, inkl.
Befestigungskloben


*Plastic dish,
ø = 260 mm, incl. clamp*



371044

ChrNiSt-Schale, ø = 180 mm,
inkl. Befestigungskloben

*Dish made of s/s, ø = 180 mm,
incl. clamp*



371050

Instrumentenabwurfscchale,
inkl. Einwurfschlitz im
Deckel, inkl. Befestigungskloben,
Maße:
(L/B/H) 300 x 230 x 130 mm

*Instrument drop,
with slot in lid, incl. clamp
dimensions:
(l/w/h) 300 x 230 x 130 mm,*

371046

ChrNiSt-Schale, ø = 270 mm,
inkl. Befestigungskloben

*Dish made of s/s, ø = 270 mm,
incl. clamp*

ZUBEHÖR

ACCESSORIES



371030

Besteckeinsatz mit 6 Fächern

Insert for instruments with 6 compartments



371036

Abfallgestell zum Einhängen von Müllbeuteln (15 L), inkl. Kunststoffdeckel

Waste bin made of steel for hanging up garbage bags (15 L), incl. plastic lid

371037

Abfallbeutel für Abfallsammler 371036 (48 Stück)


Garbage bag for waste bin 371036 (48 pieces)



371058

Befestigungsbügel, für Verband- & Injektionsmittelspender Art.-Nrn.: 371054 & 371056

Attachment brackets, for dressing and injection equipment distributors, ref.-no.: 371054 & 371056



371031

Schubladeneinsatz, max. 4 Einsätze pro Schublade

Insert for drawer, max. 4 pcs per drawer

371032

Fachteiler für Schubladeneinsatz Art.-Nr.: 371031 (max. 5 pro Einsatz)

Divider for drawers ref. no. 371031 (max. 5 divider / compartment)

371033

Oberschale, max. 3 Stück pro Schublade, auf Schubladenrand verschiebbar

Upper-dish, max. 3 pcs per drawer, shiftable to drawers frame



371034

Steckdosenleiste für 5 Stecker, Ein-/ Ausschalter mit Kontrolllampe, 2m Anschlußkabel, inkl. Befestigungswinkel (nur für Deutschland)

Socket-cleat for 4 plugs, ON/OFF switch with supervisory lamp, 2 m connecting cable, incl. attachment clamp (only for Germany)

**371054**

Verbandmittelspender, weiß,
5 Schütten f. Verbandmittel,
2 Klebemittel-Abroller,
5 Nachfüllfächer, 2 Aufbe-
wahrungsfächer, (First-In, First-
Out Prinzip),
Maße:
(B/T/H) 600 x 220 x 450mm
Voraussetzung Art.-Nr. 371058

*Dressing equipment dispenser
white, 5 containers f. surgical
dressing, 2 adhesive unwind
stands, 5 refilling fan, 2 storage
fan, (First-In, First-Out principle),
dimensions:
(w/d/h) 600 x 220 x 450 mm
Requirement ref.-no.: 371058*

321054

wie 371054, jedoch zur Wand-
montage

*same as 371054, however for
wall attachment*

**371056**


Injektionsmittelspender, weiß, 5
Schütten f. Kanülen,
3 Schütten f. Spritzen, 1 Nachfüll-
fach, (First-In, First-Out Prinzip)
Maße:
(B/T/H) 600 x 220 x 450 mm
Voraussetzung Art.-Nr. 371058

*Injection equipment dispenser,
white, 5 containers for needles, 3
containers for syringe, 1 refilling
subject, (first-in, first-out principle)
dimensions:
(w/d/h) 600 x 220 x 450 mm
Requirement ref.-no.: 371058*

321056

wie 371056, jedoch zur Wand-
montage

*same as 371056, however for
wall attachment*

**371060**

Konsole, aus ChrNiSt,
Maße:
(L/B) 600 x 220 mm
Console made of s/s,
dimensions:
(l/w) 600 x 220 mm

**371062**

EKG-Gelenkarm, mit Kabelhalter
(-ausleger), inkl. Befestigungs-
klöben

*ECG-hinged with cable holder,
incl. clamp*

**371040**

Infusionsstange mit 4 Haken,
höhenverstellbar, mit Abtropfglas,
inkl. Befestigungsklöben

*Infusion rod with 4 hooks, height
adjustable, incl. dripping off glass
and clamp*

UNSER GESAMTPROGRAMM:

OUR FULL RANGE OF PRODUCTS:



medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestr. 5
D-57413 Finnentrop

made in Germany



fon +49 2721 7177-0
fax +49 2721 7177-15

www.medifa.com
info@medifa.com

Abt Maurus Strasse 35
3390 Melk
Austria



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH

...we care about you...

Telefon: +43 680 12 4747 9
Fax: +43 1 34242 069256
E-Mail: office@ecomед.co.at
Web: www.ecomed.co.at